

Digital Bathroom Scale

Model HD-380WW/382WW

en Instruction Manual

Read this Instruction Manual carefully and keep it for future reference. Images in this manual are for illustrations purposes only.

de Bedienungsanleitung




Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich der Veranschaulichung.

fr Manuel d'utilisation

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le pour une consultation ultérieure. Les images de ce manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement.

nl Gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door en bewaar deze voor naslagdoeleinden in de toekomst. Afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie.



en INSTRUCTIONS FOR USE

For Your Safety

This section explains precautionary measures to be taken to avoid injury to the users of this device and others, and to prevent damage to property. Please familiarize yourself with this information to ensure safe operation of this equipment.

	Warning	Failure to follow instructions highlighted with this mark could result in death or severe injury.
	Caution	Failure to follow instructions highlighted with this mark could result in injury or damage to property.
		This mark indicates actions that are prohibited.
		This mark indicates instructions that must always be followed.

Warning

	Do not use the product if there are any signs of damage (cracks, etc.) or missing parts on the exterior before or during use.
	Do not heat this unit or batteries. There is a risk of injury or fire due to the deformation of this unit or the ignition of the battery.
	Battery must be kept out of reach of infants. It is possible to be swallowed by mistake. In case of accidental swallowing, please seek medical attention immediately.
	Do not step on the edge of the platform. Do not jump onto, or on the monitor. Doing so may cause you to fall or slip, resulting in serious injury.
	Do not place this monitor on a slippery surface such as a wet floor. Doing so may cause you to fall or slip, resulting in serious injury. It may also cause water to get inside the monitor resulting in damage to internal components.

Caution

	Do not stand on the display screen or control panel.
	Do not insert your fingers into gaps or holes. Doing so may result in injury.
	Do not use rechargeable batteries. Do not use old batteries together with new batteries, or a mix of different types of batteries at the same time. Doing so may cause battery fluid to leak or the batteries to become excessively hot and rupture, resulting in damage to the monitor or injury.
	Never allow an infant or small child to carry the monitor. The child may drop the monitor, resulting in injury.
	Store out of reach of small children. Small children may become caught up in the cables, resulting in injury.
	This monitor is intended for home use only. This monitor is not intended for professional use including hospitals, medical or fitness facilities. It is not equipped with the components required for heavy usage. Using the monitor in a professional location will invalidate the warranty.

	Place the monitor on a hard, flat surface where there is minimal vibration to ensure safe and accurate measurement.
	Do not use or store this monitor in the following locations. · Locations that are exposed to direct sunlight, near to heaters, or exposed directly to air from air conditioning units, etc. · Locations where there are severe temperature changes or a large amount of vibration. · Locations with high levels of humidity or moisture Doing so may damage the monitor or cause it to malfunction.
	Do not step on the monitor when your body is wet (immediately after a shower or bath, etc.) Be sure to thoroughly dry your body and feet before using the monitor. Failure to do so may cause you to slip or fall, resulting in injury.
	Do not use boiling water, benzene, thinner or alcohol, etc. to clean the monitor. If the monitor becomes dirty, soak a soft cloth in water or neutral household detergent, wring it out thoroughly and wipe the monitor clean, then use a dry cloth to wipe the monitor dry.
	Do not submerge this monitor in water. Do not attempt to disassemble the monitor. Do not modify this equipment in any way. Do not wash the monitor in water. Doing so may damage the monitor or cause it to malfunction.
	Be sure to insert the batteries with the polarities (+, -) in the correct position. If the batteries are incorrectly inserted, battery fluid may leak and damage the floor. (If you do not intend to use this monitor for a long period of time, it is advisable to remove the batteries before storage.)
	Do not use the monitor near other products such as microwave ovens that emit electromagnetic waves. Doing so may cause the monitor to malfunction, preventing accurate measurements.
	Another person should assist persons with disabilities who may not be able to take a measurement alone.

1. Specifications

Capacity: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Graduation: 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Battery Type: (Fig. 2) CR2032, (Fig. 3) AAA x 2

2. Parts (Fig. 1)

- Body
- Display
- Battery (Bottom)

3. Before Use

Select your preferred weight mode by using the Weight Mode Switch.

4. Weighing

- Gently push down the middle of the platform with your foot and release the pressure to activate the scale.
 - When "0.0" appears in the display, step onto the platform, and stand still.
 - Within seconds your weight will lock and then flash.
 - The scale will turn off automatically after 30 seconds.
- Note: The LCD will display "OL", if the weight is over 150kg/ 330lb/ 23st 8lb, and will turn off after 30 seconds. If irregular display appears while measuring, reset the scale by removing and reinserting the batteries.

5. Replacing the Batteries

When the low battery sign (Lo) appears on the LCD, remove the current batteries and replace them with new set as indicated in Fig 2 and 3.

- The product design and specifications may be changed at any time without prior notice.

Disposal



This product is an electronic device. Please dispose of this product appropriately, not as general household waste. Be sure to follow the regulations in your area when disposing of this product.



Not allowed to mix batteries with consumer wastes!
As consumer you are legally bound to return used or discharged batteries. You can deposit your old batteries at the public collecting points in your town, or wherever the corresponding batteries are sold and specifically marked collecting boxes have been set up. In case of scrapping the apparatus, the batteries should be removed from it and deposited at the collecting points as well.



This device meets the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

de BEDIENTUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

In diesem Abschnitt werden vorsorgliche Maßnahmen erklärt, die getroffen werden müssen, um Verletzungen von Benutzern dieses Geräts und anderen Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Bitte machen Sie sich mit diesen Informationen vertraut, um eine sichere Bedienung dieses Geräts sicherzustellen.

	Warnung	Die Nichtbeachtung der mit diesem Symbol hervorgehobenen Anweisungen kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen
	Vorsicht	Die Nichtbeachtung der mit diesem Symbol hervorgehobenen Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
		Dieses Symbol zeigt verbotene Handlungen an.
		Dieses Symbol zeigt Anweisungen an, die unbedingt befolgt werden müssen.

Warnung

	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es vor oder während des Gebrauchs Anzeichen von Beschädigung (Risse usw.) oder fehlende Teile an der Außenseite aufweist.
	Erhitzen Sie weder das Gerät noch die Batterien. Es besteht Verletzungs- oder Brandgefahr durch die Verformung des Geräts oder die Entzündung des Akkus.
	Die Batterie muss außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Es ist möglich, dass sie versehentlich verschluckt wird. Suchen Sie im Falle eines versehentlichen Verschluckens bitte sofort einen Arzt auf.
	Stellen Sie sich nicht auf den Rand der Plattform. Springen Sie nicht auf die Waage. Anderenfalls besteht Sturz- oder Rutschgefahr, die zu schweren Verletzungen führen kann.
	Stellen Sie diese Waage nicht auf rutschige Oberflächen wie z.B. nasse Fußböden. Anderenfalls besteht Sturz- oder Rutschgefahr, die zu schweren Verletzungen führen kann. Darüber hinaus kann Wasser in die Waage eindringen und die internen Komponenten beschädigen.

Vorsicht

	Stellen Sie sich nicht auf die Displayanzeige oder das Bedienfeld. Stecken Sie Ihre Finger nicht in Spalten oder Löcher. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr.
	Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine alten Batterien gemeinsam mit neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen gleichzeitig. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt oder die Batterien sich zu stark aufheizen und platzen, was zu Schäden an der Waage oder Verletzungen führen kann.
	Lassen Sie die Waage nie von einem Kleinkind oder Kind tragen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das Kind die Waage fallen lässt und sich dabei verletzt.
	Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Das Kind könnte den Monitor fallen lassen und sich dabei verletzen.
	Diese Waage wurde ausschließlich für den Hausgebrauch ausgelegt. Diese Waage dient nicht dem professionellen Einsatz wie beispielsweise in Krankenhäusern oder medizinischen oder sportlichen Einrichtungen. Sie ist nicht mit Komponenten ausgestattet, die für eine intensive Nutzung erforderlich sind. Bei Verwendung der Waage in einer professionellen Einrichtung erlischt die Garantie.

Immer...

Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche mit möglichst wenig Vibrationen, um eine sichere und genaue Messung zu ermöglichen.

Verwenden oder lagern Sie diese Waage nicht an den folgenden Orten:

- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizungen oder Orte, die dem direkten Luftstrom von Klimaanlage ausgesetzt sind usw.
- Orte mit starken Temperaturschwankungen oder an denen das Gerät starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Anderenfalls besteht die Gefahr von Funktionsstörungen an der Waage.

Stellen Sie sich nicht mit nassem Körper auf die Waage (wie beispielsweise direkt nach dem Duschen oder Baden etc.)

Trocknen Sie Körper und Füße ab, bevor Sie auf die Waage steigen. Anderenfalls besteht Rutsch- oder Sturzgefahr, die zu Verletzungen führen kann.

Reinigen Sie die Waage nicht mit heißem Wasser, Benzol, Lösungsmittel usw.

Sollte die Waage verschmutzen, wischen Sie die Waage mit einem in Wasser oder neutralem Haushaltsreiniger getränkten und gut ausgewringenen Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch.

Versuchen Sie nicht, die Waage selbst auseinander zu nehmen. Nehmen Sie keine Modifikationen egal welcher Art an diesem Gerät vor.

Reinigen Sie die Waage nicht in Wasser.

Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser.

Anderenfalls besteht die Gefahr von Funktionsstörungen an der Waage.

Achten Sie darauf, die Batterien korrekt gepolt (+, -) einzulegen.

Werden die Batterien falsch eingelegt, kann Flüssigkeit austreten und den Fußboden beschädigen.

Wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie vor dem Wegstellen die Batterien herausnehmen.

Benutzen Sie diese Waage nicht in der Nähe von anderen Produkten wie beispielsweise einem Mikrowellenherd,

die elektromagnetische Wellen aussenden.

Anderenfalls sind Funktionsstörungen an der Waage möglich, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Eine andere Person sollte Menschen mit Behinderungen, die allein vielleicht keine Messung durchführen können, behilflich sein.

1. Produktdaten

Kapazität: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Teilung: 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Batterieart: (Fig. 2) CR2032, (Fig. 3) AAA x 2

2. Bestandteile (Fig. 1)

- Wiegeplattform
- Display
- Batteriefach (unten)

3. Vor dem Gebrauch

Wählen Sie Ihren bevorzugten Gewichtsmodus mittels der Gewichtsmodus-Taste.

4. Wiegen

- Tippen Sie die Mitte der Wiegeplattform leicht mit Ihrem Fuß an, um die Waage einzuschalten.
 - Wenn das Display „0.0“ anzeigt, steigen Sie auf die Waage und stehen Sie ruhig.
 - Binnen weniger Sekunden wird die Gewichtsanzeige blinken und dann Ihr Gewicht anzeigen.
 - Die Waage schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab.
- Anmerkung: Das Display zeigt „OL“ an, wenn das Gewicht über 150kg/ 330lb/ 23st 8lb liegt und die Waage schaltet sich nach 30 Sekunden ab. Wenn eine irreguläre Anzeige beim Wiegen erscheint, stellen Sie die Waage zurück, indem Sie die Batterien entnehmen und wieder einsetzen.

5. Batteriewechsel

Wenn die Anzeige für schwache Batterien (Lo) auf dem Display aufleuchtet, entfernen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie mit neuen Batterien wie in Abb. 2 und 3 gezeigt.

- Das Design und die technischen Daten des Produkts können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Entsorgung



Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt in geeigneter Weise und nicht über den allgemeinen Hausmüll. Achten Sie bei der Entsorgung dieses Produkts auf die Einhaltung der in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Als Verbraucher sind Sie gehalten, Altbatterien bei den dafür vorgesehenen Stellen abzugeben. Sie können alte Batterien bei der Sammelstelle vor Ort oder im Einzelhandel abgeben oder in entsprechend gekennzeichneten Mülltonnen entsorgen. Vor der Entsorgung des Geräts müssen die Batterien entfernt und bei einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden.



Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Mesures de sécurité

Cette section vous indique les précautions à prendre afin de ne pas blesser l'utilisateur ou d'autres personnes et de prévenir d'éventuels dommages sur l'appareil. Veuillez prendre connaissance de ces informations afin d'utiliser ce matériel correctement.

	Avertissement	Le non-respect des instructions mises en évidence par le présent symbole peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	Attention	Le non-respect des instructions mises en évidence par le présent symbole peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
		Ce symbole indique les actions interdites.
		Ce symbole indique les instructions à toujours suivre.

Avertissement

 Interdiction	N'utilisez pas le produit s'il présente des signes de dommages (fissures, etc.) ou des pièces manquantes sur sa face extérieure avant ou pendant l'utilisation.
	Ne chauffez pas cet appareil ni les piles. Il existe un risque de blessure ou d'incendie en raison de la déformation de cet appareil ou de l'allumage de la batterie.
	La batterie doit être gardée hors de la portée des enfants. Elle peut être avalée par erreur. En cas d'absorption accidentelle, veuillez consulter immédiatement un médecin.
	Ne vous tenez pas sur le bord de la plateforme. Ne sautez pas sur l'analyseur. Vous risquez de glisser ou de tomber et de vous blesser gravement.
	Ne posez pas l'analyseur sur une surface glissante, telle qu'un sol mouillé. Vous risquez de glisser ou de tomber et de vous blesser gravement. De l'eau risque de pénétrer dans l'appareil et d'endommager ses composants internes.

Attention

 Interdiction	Ne marchez pas sur l'écran d'affichage ni sur le panneau de contrôle.
	N'introduisez pas vos doigts dans les fentes ou les orifices de l'appareil. Vous risquez de vous blesser.
	N'utilisez pas de piles rechargeables. N'utilisez pas des piles de différents types en même temps, ni des piles usées avec des piles neuves. Dans ce cas, du liquide de batterie risquerait de se répandre ou les piles pourraient surchauffer et se désintégrer, provoquant des dommages à l'appareil ou une blessure pour l'utilisateur.
	Ne laissez jamais un enfant transporter l'analyseur. Il risque de le faire tomber et de se blesser.
	Conserver hors de portée des jeunes enfants. L'enfant peut faire tomber le moniteur et se blesser.

 oujours...	Cet analyseur a été conçu pour un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage professionnel, notamment dans les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les salles de gym. Il ne comprend pas les composants nécessaires pour une utilisation intensive. L'utilisation de l'analyseur dans un cadre professionnel annule la garantie.
---	---

 oujours...	Placer l'analyseur sur une surface plane et solide, à l'abri de vibrations, afin de garantir des mesures exactes, en toute sécurité.
	N'utilisez pas et n'entreposez pas l'analyseur dans les endroits décrits ci-après. · Lieux exposés au soleil et proches de radiateurs ou directement exposés au souffle d'une unité de climatisation, etc. · Lieux où les variations de température et les vibrations sont fortes. · Endroits à niveaux élevés de teneur en eau ou d'humidité. Cela risque d'endommager l'analyseur ou de provoquer un dysfonctionnement.
	Ne montez pas sur l'analyseur si vous êtes mouillé (par exemple, si vous venez de prendre une douche ou un bain). Veuillez à bien vous essuyer le corps et les pieds avant d'utiliser l'analyseur. Sinon, vous risquez de glisser ou de tomber et de vous blesser.
	Ne nettoyez pas ce produit avec de l'eau bouillante, du benzène ou un diluant. Si l'analyseur s'encrasse, trempez un chiffon doux dans de l'eau ou un détergent neutre, puis essorez-le soigneusement pour nettoyer. Ensuite, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer.
	N'essayez pas de démonter l'analyseur. Ne modifiez ce matériel en aucune façon. Ne lavez pas l'analyseur dans de l'eau. Ne plongez pas l'analyseur dans de l'eau. Cela risque d'endommager l'analyseur ou de provoquer un dysfonctionnement.
	Veillez à respecter la polarité des piles et à les insérer dans le bon sens. Si les piles ne sont pas insérées correctement, le liquide de batterie risque de couler et d'endommager le sol. (Il est conseillé de retirer les piles de l'analyseur avant de l'entreposer, si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil durant une période prolongée.)
	N'utilisez pas l'appareil à proximité d'autres appareils, tels que des fours à micro-ondes, qui émettent des ondes électromagnétiques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil et de générer des mesures inexactes.
	Les personnes âgées ou handicapées ne pouvant utiliser l'appareil toutes seules doivent être assistées.

1. Spécifications

Capacité : 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Graduation : 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Type de batteries : (Fig. 2) CR2032, (Fig. 3) AAA x 2

2. Composants (Fig. 1)

- Corps de l'appareil
- Écran d'affichage
- Dessous de l'appareil (insertion des piles)

3. Avant utilisation

Sélectionnez votre mode de pesée préféré en utilisant l'interrupteur pour le mode poids

4. Pesée

- Appuyez doucement au centre du plateau avec le pied et relâchez pour activer le pèse-personne.
 - Lorsque « 0.0 » s'affiche à l'écran, montez sur la balance.
 - Au bout de quelques secondes, votre poids s'affichera et sera déterminé.
 - La balance s'éteindra automatiquement après 30 secondes.
- Note: L'afficheur ACL affichera « OL » si le poids est supérieur a 150kg/ 330lb/ 23st 8lb, et s'éteindra après 30 secondes. Si un affichage irrégulier apparaît lors de la mesure, redémarrer la balance en retirant et en insérant à nouveau les piles.

5. Changement des piles

Lorsque le signe de faible niveau des piles (Lo) apparaît sur l'afficheur ACL, retirer les piles et les remplacer par des nouvelles comme indiqué aux Fig. 2 et 3.

- La conception et les normes techniques du produit peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Élimination



Ce produit est un appareil électronique. Veuillez mettre ce produit au rebut de manière appropriée, et non pas avec les déchets ménagers généraux. Veillez à respecter les réglementations en vigueur dans votre région lorsque vous vous débarrassez de ce produit.



 **Il est interdit de mélanger les piles avec les déchets de consommation !**

La loi exige que les consommateurs rapportent les piles usagées ou déchargées. Vous pouvez déposer vos piles obsolètes dans les points de collecte publics de votre ville ou dans tous les commerces vendant ce type de pile. Vous y trouverez des boîtes de collecte prévues à cet effet. Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez les piles et déposez-les dans un point de collecte.



Cet appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE et à la Directive LSDEEE 2011/65/UE.

Voor uw veiligheid

In dit hoofdstuk worden de voorzorgsmaatregelen beschreven die u moet nemen om letsel bij de gebruikers van dit apparaat en bij anderen te vermijden en om materiële schade te voorkomen. Neem deze informatie goed in u op voor een veilige bediening van deze apparatuur.

	Waarschuwing	Als instructies met deze aanduiding niet worden gevolgd, kan dit leiden tot dodelijk of ernstig letsel.
	Let op	Als instructies met deze aanduiding niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of materiële schade.
		Handelingen met deze aanduiding zijn verboden.
		Aanwijzingen met deze aanduiding moeten altijd worden gevolgd.

Waarschuwing

 Verboden	Gebruik het product niet als er voor of tijdens gebruik tekenen van schade (scheuren etc.) of ontbrekende onderdelen aan de buitenkant zichtbaar zijn.
	Vervarm dit toestel of de batterijen niet. Er bestaat risico op letsel of brand door vervorming van dit toestel of door ontbranding van de batterij.
	Batterij buiten bereik van kinderen houden. Het is mogelijk dat de batterij per ongeluk wordt ingeslikt. In geval van inslikken, moet onmiddellijk medische hulp worden gezocht.
	Stap niet op de rand van het weegplateau. Spring niet op de monitor. U kunt daardoor vallen of uitglijden, wat tot ernstig letsel kan leiden.
	Plaats deze monitor niet op een gladde ondergrond zoals een natte vloer. U kunt daardoor vallen of uitglijden, wat tot ernstig letsel kan leiden. Er kan dan ook water in de monitor terechtkomen, wat schade aan de interne onderdelen kan veroorzaken.

Let op

 Verboden	Ga niet op het display staan. Steek uw vingers niet in openingen of gaten. Dit kan leiden tot letsel.
	Gebruik geen oplaadbare batterijen. Gebruik geen oude batterijen in combinatie met nieuwe batterijen of een mix van verschillende soorten batterijen tegelijkertijd. Daardoor kan er vloeistof uit de batterij lekken of de batterijen kunnen te heet worden en openbarsten, wat tot schade aan de monitor of letsel leidt.
	Laat de monitor nooit dragen door een peuter of een klein kind. Het kind kan de monitor laten vallen, wat leidt tot letsel.
	Buiten bereik van kleine kinderen bewaren. Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de kabels, met verwondingen tot gevolg.
	Deze monitor is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Deze monitor is niet bedoeld voor professioneel gebruik zoals in ziekenhuizen, medische praktijken of fitnessinstituten. Dit product is niet voorzien van componenten voor intensief gebruik. Als de monitor op een professionele locatie wordt gebruikt, vervalt de garantie.

 Altijd...	Plaats de monitor op een stevige, vlakke ondergrond met minimale trillingen voor een veilige en nauwkeurige meting.
	Gebruik of bewaar deze monitor niet op de volgende plaatsen. · Plaatsen in de buurt van verwarming of plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht of lucht uit airco-installaties, enz. · Plaatsen met sterk schommelende temperaturen of veel trillingen. · Plaatsen met veel vocht of een hoge luchtvochtigheid. Die kunnen schade aan de monitor toebrengen of storingen veroorzaken.
	Stap niet op de monitor als uw lichaam nat is (onmiddellijk na een douche of bad, enz.). Droog uw lichaam en voeten goed af voordat u de monitor gebruikt. Als u dit niet doet, kunt u uitglijden of vallen en letsel oplopen.
	Reinig de monitor niet met kokend water, benzeen, thinner, enz. Als de monitor vuil wordt, dompelt u een zachte doek in water of een oplossing met een neutraal huishoudelijk schoonmaakmiddel, wringt u de doek uit en veegt u de monitor schoon, waarna u de monitor droogwrijft met een droge doek.
	Probeer niet de monitor te demonteren. Wijzig deze apparatuur op geen enkele wijze. Was de monitor niet in water. Dompel deze monitor niet onder in water. Dit kan schade aan de monitor toebrengen of storingen veroorzaken.
	Zorg dat u de batterijen met de polen (+, -) in de juiste positie aanbrengt. Als de batterijen verkeerd worden geplaatst, kan er vloeistof uit de batterijen lekken en de vloer beschadigen. (Als u de monitor lange tijd niet wilt gebruiken, is het raadzaam de batterijen te verwijderen voordat u de monitor opbergt.)
	Gebruik de monitor niet in de buurt van andere producten die elektromagnetische golven uitzenden, zoals een magnetron. Als u dat toch doet, kan de monitor storingen vertonen en kan een goede meting worden verhinderd.

Als iemand met een handicap de meting niet alleen kan uitvoeren, moet een ander deze persoon helpen.

1. Specificaties

Capaciteit: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Schaalverdeling: 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Het batterijtype: (Fig. 2) CR2032, (Fig. 3) AAA x 2

2. Onderdelen (Fig. 1)

- Behuizing
- Display
- Batterij (onderzijde)

3. Voorbereidingsmaatregelen

Selecteer uw geprefereerde gewichtsmodus met de schakelaar voor gewichtsmodus.

4. Wegen

- Tap zachtjes op het midden van het weegplateau met uw voet en haal uw voet van de weegschaal af om de weegschaal in te schakelen.
 - Stap op het weegplateau wanneer "0.0" op het scherm verschijnt en blijf stil staan.
 - Binnen seconden zal je gewicht vastgehouden worden en daarna knipperen.
 - De weegschaal zal automatisch na 30 seconden uitschakelen.
- N.B.: IN het LCD-scherf zal "OL" verschijnen als het gewicht meer dan 150kg/ 330lb/ 23st 8lb bedraagt, en zal na 30 seconden uitschakelen. Bij onregelmatige schermweergave tijdens het meten, reset de weegschaal door batterijen te verwijderen en terug te plaatsen.

5. Batterijen vervangen

Wanneer het lage spanning teken (Lo) op de display verschijnt, verwijder de batterijen dan en vervang deze met nieuwe zoals weergegeven in Fig. 2 en 3.

- Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijdering



Dit product is een elektronisch apparaat. Gooi dit product op de juiste manier weg, niet als huishoudelijk afval. Volg de plaatselijke voorschriften op bij het weggooien van dit product.



 **Batterijen mogen niet worden afgevoerd met huishoudelijk afval!**

Als consument bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen af te voeren als klein chemisch afval. U kunt batterijen afvoeren via openbare inzamelpunten in uw gemeente, of waar de batterijen worden verkocht en speciaal voor inzameling bedoelde bakken staan opgesteld. Wanneer u het apparaat wegwerpt, moeten de batterijen eruit worden gehaald en afzonderlijk bij een inzamelpunt worden ingeleverd.



Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Manufacturer
TANITA Corporation
1-14-2 Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo
174-8630 Japan
TEL: +81-(0)3-3968-7048
FAX: +81-(0)20-560-2988
www.tanita.co.jp

TANITA Health Equipment H.K. Ltd.
Unit 301-303, Wing On Plaza, 3/F, 62 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-2634-3917
FAX: +852-2638-8667
www.tanita.asia

EU Representative
TANITA Europe B.V.
Hoogoorddreef 56-E, 1101 BE
Amsterdam, the Netherlands
TEL: +31-(0)20-560-2970
FAX: +31-(0)20-560-2988
www.tanita.eu

TANITA (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Room 8005, 877 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai, The People's Republic of China
TEL: +86-21-6474-6803
FAX: +86-21-6474-7901
www.tanita.com.cn

TANITA Corporation of America, Inc.
2625 South Clearbrook Drive,
Arlington Heights, Illinois 60005 U.S.A.
TEL: +1-847-640-9241
FAX: +1-847-640-9261
www.tanita.com